



ZEITGARD 2

Cena brutto	1 099,00 zł
Cena netto	893,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-10 dni
Producent	LR Health & Beauty Systems

Opis produktu

W ZEITGARD 2 wykorzystano połączenie technologii termicznej (ciepła i zimna) oraz masażu (wibracji). To dwie znane w dermatologii metody, które bazują na zachodzących w skórze procesach i reakcjach oraz wspierają funkcje skóry. Jednym przyciskiem można w prosty sposób uruchomić trzy różne funkcje urządzenia.

- Zabieg ciepłem: ogrzanie do +42 stopni.
- Zabieg zimnem: schłodzenie do +5 stopni.
- Masaż skóry: jako samodzielna funkcja lub do stosowania równoległe podczas zabiegów ciepłem i zimnem.

Efekt: Skóra wygląda na wygładzoną, drobne i większe zmarszczki sprawiają wrażenie wypełnionych, cera odzyskuje młodszy wygląd.

Błyskawiczna zmiana temperatury oraz jednoczesny masaż skóry umożliwiają szybkie i skuteczne działanie.

Jak działa zabieg ciepłem? W fazie ciepła pory skórne otrzymują sygnał przegrzania. Aby umożliwić schłodzenie, pory otwierają się. Ogrzanie skóry do +42° idealnie wykorzystuje naturalne mechanizmy, a produkty mogą głęboko i skutecznie przenikać w głąb skóry.

Jak działa zabieg zimnem? W fazie zimna ZEITGARD 2 stymuluje kolejną reakcję skóry. Zimno jest sygnałem do zamknięcia porów. W ten sposób produkt anti-age jest „zamknięty” wewnątrz skóry i może wykazywać optymalne działanie. ZEITGARD 2 błyskawicznie schładza się do +5 stopni.

Dodatkowym efektem jest zmniejszenie opuchlizny (np. pod oczami). Dzięki działaniu ściągającemu skórę oraz tkankę podskórną, usuwany jest nadmiar płynów.

Co daje masaż? Oba wymienione efekty wspierane są przez funkcje masażu, który można dodatkowo włączyć tym samym przyciskiem. Z jednej strony drgania pomagają transportować substancje czynne w głąb skóry, dzięki czemu składniki mogą zacząć działać wcześniej i głębiej. Ponadto masaż stymuluje tkankę łączną, a to wspomaga zaopatrzenie komórek w naturalne składniki regenerujące oraz usuwanie substancji szkodliwych.

Tę metodę znamy z salonu kosmetycznego, kiedy kosmetyczka po nałożeniu preparatu wklepuje go w skórę. Dzięki temu składniki mogą przenikać do głębszych warstw skóry. Technologia wibracji przypomina ten proces, jednak ma znacznie wyższą częstotliwość i skuteczność.